

Matracvásárlás » Párnák » Memory párnák » Qmed Pillangó memoryfoam párna

Qmed Pillangó memoryfoam párna

**Méretek****60*40*13cm:** 11500 Ft**Akciós ár:** 7900 Ft**Rövid leírás**

A Qmed Pillangó memoryfoam párna (60*40*13cm) különleges kialakítású emlékezőhab párna, hagyományos párnákhoz hasonló formájával egy igazán szerethető, ölelgethető emlékezőhab párna, amely a memoryfoam különleges alapanyag tulajdonságainak minden jó tulajdonságával a hagyományos formájú és kialakítású párnákat kedvelő kedvenc emlékezőhabos párnája lesz. Az egyedi formájú memoryfoam párna apró emlékezőhab kockákból áll, amelyek átszellőzése lényegesen jobb, mint az öntött vagy formavágott emlékezőhab párnáknak. A Qmed Pillangó párna egyenletesen követi a nyak ívét oldalt- és ...

Részletes leírás:

A Qmed Pillangó memoryfoam párna (60*40*13cm) különleges kialakítású emlékezőhab párna, hagyományos párnákhoz hasonló formájával egy igazán szerethető, ölelgethető emlékezőhab párna, amely a memoryfoam különleges alapanyag tulajdonságainak minden jó tulajdonságával a hagyományos formájú és kialakítású párnákat kedvelő kedvenc emlékezőhabos párnája lesz. Az egyedi formájú memoryfoam párna apró emlékezőhab kockákból áll, amelyek átszellőzése lényegesen jobb, mint az öntött vagy formavágott emlékezőhab párnáknak. A Qmed Pillangó párna egyenletesen követi a nyak ívét oldalt- és hanyattfekvésben egyaránt és megfelelő magasságban tartja a fejet ahhoz, hogy a nyaki gerincszakasz oldalt vagy hanyattfekvő pozícióban is egyenes maradjon. Az 55 kg/m³ sűrűségű hőre lágyuló és nyomásra érzékeny emlékezőhab alapanyag kivételesen magas tömegsűrűségnek számít a hagyományos és kedvező árfekvésű emlékezőhabos párnák között. A Qmed Comfort párna gyenletes alátámasztást és puha formakövetést nyújt, megelőzve a nyakfájást és az arcbőr gyűrődését a pihentető alvás közben. Finom tapintású, levehető és mosható huzata alatt fix védőréteg található. Latexmentes termék, így latex allergiában szenvedők számára kifejezetten javasolt, ideálisan alkalmazkodik a nyaki gerincszakasz alvás közben felvett helyzetéhez.

MI IS A QMED MÁRKA?

A QMED márka kifejezetten mozgásszervi panaszokra kifejlesztett minőségi termékeket tartalmaz, többek közt felső- és alsóvégtag ortéziseket, medenceöveket és egyéb prevenciós, terápiás eszközöket. A QMED termékek hatékonyan segítik különböző panaszok enyhítését és gyógyítását. A magas minőségű alapanyagoknak köszönhetően a QMED eszközök optimális komfortérzetet biztosítanak a használat során és megfelelnek a termékekre vonatkozó Európai biztonsági előírásoknak. A QMED márka legújabb tagja a QMED Active Line ortézis család, Lycrát tartalmazó szőtt textil anyagból, mely lehetővé teszi a bőr szellőzését, lélegzését az eszköz viselése közben.

A REHAB RT. BEMUTATKOZIK ÖNNEK

Társaságunk stratégiájának középpontjában a termékeket használó, fogyatékkal élő emberek életének megkönnyítése áll. Alapvető küldetésünknek tekintjük, hogy az általunk gyártott és forgalmazott termékekkel a lehető legteljesebb élet elérését biztosítsuk a mozgásában korlátozott személyek számára, valamint hogy hozzásegítsük őket az esélyegyenlőség, az önálló élet megteremtéséhez az élet valamennyi területén. Ezért is bővítjük folyamatosan a termékpalettánkat kiváló minőségű, korszerű, egyedi igényeknek megfelelően kialakított segédeszközökkel. (B-4215 termékcsalád, gyerekkocsik, betegemelők, állító-kerekesszékek).

A vállalat fő profilja elsődlegesen mozgáskorlátozott és mozgásszervi sérült emberek mozgást segítő ellátásának körébe tartozó gyógyászati segédeszközök és speciális használati eszközök gyártása, forgalmazása, javítása. Alaptevékenység tehát a csonkolt, a mozgáskorlátozott, a mozgásszervi elváltozásokban szenvedő emberek részére olyan testközeli vagy testtávoli gyógyászati segédeszközök szolgáltatása, amelyek lehetővé teszik számukra a mozgást, a segítő családi közösségbe, a munkaközösségbe való visszatérést.

AZ EMLÉKEZŐHABOS PÁRNÁK ELŐNYEI

Ennyi álneve még Ady Endrének sem volt: memory foam párna, memoryfoam párna, emlékezőhab párna, memóriahabos párna, memória párna, viszkoelasztikus párna, lustahab párna, memóriás párna, lazyfoam párna, nasa párna, stb... A memory foam alapanyagú párnák eredetileg a dán Tempur vállalat által lettek ismertek. A Tempur volt az első cég, aki az eredetileg a NASA által kifejlesztett alapanyagból először gyógyászati célra, később lakossági felhasználásra készített memory foam matracokat és anatómiai kialakítású memory foam párnákat. A memory foam párnák speciális anatómiai kialakításának köszönhetően hamar nagy népszerűségegre tettek szert és a Tempur vállalat által megjelentettet memory foam párnák különböző magasságú termékei minden igényt kiszolgáltak. A memory foam párnák alakkövető tulajdonsága messze felülmúlta az addig ismert hagyományos párnák tulajdonságait és képességeit, tökéletes és megfelelő magasságú alátámasztást biztosítottak a fejnek és különleges hullámos kialakításuknak köszönhetően 100%-os mértékben -először a világon- tehermentesítették a nyaki tartóizmokat. A memory foam párnák másik nagyon nagy előnye, hogy a tökéletes formakövetésnek köszönhetően az arcbőr kevésbé gyűrődik, gátolható a ráncosodás, elősegíthető az arcbőr túlnyomás nélküli tökéletes éjszakai sejtregenerációja.

MOSHATÓ-E A MEMORYFOAM PÁRNA?

MatracVásárlás fekvőbetét, ágykeret és párna webáruház hasznos és ritka tanácsai: memory, emlékezőhab párna mosása a párnamag tisztítása nem a legegyszerűbb feladat. A huzat moshatósága teljesen egyértelmű, a legtöbb párnahuzat mosható, csak a textilkreszt kell elolvanunk és már ismert is a hőmérséklet. De mi a helyzet a memory párnák mosásával, a memory foam párna mag moshatóságával. Itt sajnos csak rossz híreink vannak: a memory foam alapanyag nem mosható, az esetek többségében károsodik a cellastruktúra, sérül a szerkezete a párnának. Még a legjobb esetben is vegyszeres mosás után elvész vagy jelentős mértékben csökken a memoryfoam emlékezőhab képessége, tehát mosás után a legtöbb párna -amennyiben túlélte a mosást- úgy viselkedik majd, mint egy normál lágyhab párna. Javasoljuk általánosan inkább a szellőztetést. Napfény hatására (UV) a legtöbb hideghab -így a memory foam is- elkezd oxidálódni és egészen sötét vagy barna színe lesz, így érdemes a párna szellőztetéséhez valami árnyékos és levegős helyet keresni. Nem ajánlott a memory párnák tisztítása során a házi praktikákban már bevált porok alkalmazása sem (szódabikarbóna, stb) a különböző porok, hintőporok, tisztító szárazporok szintén tönkre teszik a memory foam alapvető tulajdonságait. Egy szóval: érdekesebb inkább vigyázni a memory párnára, a mosható funkcionális párnahuzatra még egy normál párnahuzatot tenni, hogy a memory foam párnamagot megvédjük az izzadságtól, nyáltól és a különböző szennyeződésektől.

Címkék

matrac, matrac webshop, memoryfoam fedőmatrac, Matrac rendelés, memory párna, memoryfoam párna, memory foam párna, memóriahab párna, Viscocool memory, Viscocool emlékezőhab, Viscocool memóriahab, párna, memori párna, qmed, qmed párna, qmed pillangó, qmed pillangó memoryfoam párna, qmed pillangó párna, pillangó párna, pillangó memoryfoam párna,